

beautytek<sup>®</sup>  
light



medilab



► Jeweils vorher und nach 1 Behandlung mit beautytek light



► Vorher und nach 1 Behandlungsserie mit beautytek light

#### ■ Hautalterung

Die Haut, das größte menschliche Organ, unterliegt verschiedenen natürlichen und nicht natürlichen Einflüssen, wie Sonnenlicht oder Rauchen. Diese können die normale Hautalterung stark beschleunigen. Die Haut beginnt bereits etwa ab dem 20. Lebensjahr zu altern, abhängig von Erbanlagen und Lebensstil (Ernährung, Schlaf, schädliche Einflüsse).

Hyaluronsäure (ein Polysaccharid) kommt als natürliches Molekül im Körper vor (Haut, Gelenke, Knorpel, Augen) und trägt zur Erhaltung der jugendlichen Funktionen bei. In Bezug auf die Haut ist die Fähigkeit des Hyalurons, Wasser zu speichern von besonderer Bedeutung, da Hyaluron relativ zu seiner Masse große Mengen an Wasser bindet (das bis zu 6000-fache seines Gewichts). Durch diese Eigenschaft zur Wasserbindung verleiht Hyaluron der Haut Festigkeit und Stabilität und gibt ihr verloren gegangene Feuchtigkeit, Elastizität und Volumen zurück.

#### ■ Hyaluronsäure – ohne Nadel

Die natürliche Hyaluronmenge der Haut nimmt kontinuierlich ab. Um das 40. Lebensjahr beträgt sie nur noch 50% und um das 60. Lebensjahr nur noch 10% der Menge im Vergleich zum Jugendlichen. Um diese Lücke zu schließen, kann beautytek light ab sofort von außen helfen.

Hyaluronsäurepräparate werden seit Jahren zur Faltenunterspritzung oder zum Aufspritzen der Lippen verwendet. Bei dem neuen beautytek light-Verfahren werden spezielle, nicht vernetzte Hyaluronsäuremoleküle ohne Nadel in die Haut eingebracht. Die Behandlung mit beautytek light ist völlig schmerzfrei, nicht-invasiv und sehr gut verträglich. Das eigens entwickelte „Pure Hyaluron“ verfügt über speziell strukturierte Hyaluron-Moleküle und kann deshalb von außen in die Haut eindringen und Falten reduzieren. Die Haut gewinnt ihre natürliche Straffheit und jugendliche Frische zurück.

in, dass die hier beschriebenen  
esse einer beautytek-Behandlung  
nicht belegt sind.

### ■ Die Methode

Mit beautytek light wird das speziell entwickelte „Pure Hyaluron“ zunächst auf der Hautoberfläche vorbereitet, damit es ohne Nadel in die Haut eindringen kann. Anschließend stabilisiert die beautytek light-Energie das „Pure Hyaluron“ in der Haut und baut ein Depot auf. Die perfekte, bioäquivalente Vorbereitung der Haut erfolgt optimalerweise mit der einzigartigen und seit Jahren bewährten beautytek Premium-Methodik. Daher ist beautytek light nicht nur als Einzelgerät, sondern auch als Einbaugerät für das beautytek Premium-System erhältlich.



### ■ 3 Wellenlängen

beautytek light kombiniert 3 verschiedene, empirisch entwickelte Wellenlängen, um das niederenergetische Licht (Biostimulation) nicht-invasiv und sehr schonend einsetzen zu können. Durch das optimale Energie-Wellenlängen-Verhältnis wird die maximale Effektivität für alle Hauttypen erreicht.

### ■ Höchste Qualität

- Monochromatisch
- Kohärent
- Kollimiert
- Speziallinse (unempfindlich und präzise)
- Optimierte, niedrig dosierte Energie (mW)
- 3 verschiedene Wellenlängen (nm):  
2 x 55 mW/785 nm + 6 x 45 mW/655 nm  
+ 4 x 5 mW/635 nm

### ■ „Pure Hyaluron“

Das „Pure Hyaluron“ ist ein dermatologisch getestetes Mikro-Gel:


- Höchstmögliche Konzentration und Viskosität
- Hochrein
- Mikronisierte Moleküle
- Fermentierte Herstellung ohne Allergisierungsgefahr
- Lange Haltbarkeit
- Made in Germany

### ■ 4-Säulen-Technik

- Bio-chemisch („Pure Hyaluron“)
- Bio-elektrisch (beautytek Premium)
- Bio-energetisch (beautytek Premium/ beautytek light)
- Bio-informativ (beautytek Premium)

### ■ Alle Vorteile auf einen Blick:

- 4-Säulen-Erfolgs-Technik
- Anti-Aging-Wirkung
- Außergewöhnliche Ergebnisse
- Langanhaltende Wirkung
- Keine Ausfallzeiten
- Ergonomische Behandlungsführung durch Stativ
- Wellness, Good Feeling (emotional), Relaxing, Refreshing



► Hyaluronsäuremenge im Gewebe

■ **Technische Daten:**

Lasergerät Klasse 3B

Wellenlängen:

- 55 mW/785 nm
- 45 mW/655 nm
- 5 mW/635 nm

■ **Physikalische Dimensionen:**

Größe (BxHxT): 10cm x 7cm x 24cm

Gewicht: ca. 0,5 kg


Netzversorgung: 6V~, 10 Hz

■ **Artikel:**

Bezeichnung:	Best.-Nr.:
beautytek light blau, Einzelgerät	750 000
beautytek light gelb, Einzelgerät	750 010
beautytek light mint, Einzelgerät	750 020
beautytek light blau, Einbaugerät	750 005
beautytek light gelb, Einbaugerät	750 015
beautytek light mint, Einbaugerät	750 025

■ **beautytek light Pflegeserie:**

Bezeichnung:	Best.-Nr.:
Pure Hyaluron, 8 x 3ml	750 100
Moisturizer Protect, 200ml	750 200
Moisturizer Protect, 30ml	750 250
Moisturizer Ultra Protect, 200ml	750 300
Moisturizer Ultra Protect, 30ml	750 350
Hyaluron Serum, 200ml	750 400
Hyaluron Serum, 30ml	750 450
Ocean Cleansing Foam, 200ml	750 500



► *Information und Service*

**medilab GmbH & Co.**  
**Postfach 53 43**  
**97003 Würzburg**  
**Deutschland**  
**Tel. +49 (0) 93 05 / 90 83-0**  
**Fax +49 (0) 93 05 / 90 83 50**  
**Office:**  
**Röntgenstraße 15**  
**97230 Estenfeld**  
**Deutschland**  
**Email: info@medilab.org**  
**Internet: www.medilab.org**  
**www.beautytek.de**



medilab ist ein Unternehmen im medizinischen und kosmetischen High-Tech-Bereich, das sich – in Zusammenarbeit mit namhaftesten Herstellern – auf innovative Diagnostik und kosmetische Behandlung spezialisiert hat.

Durch ein umfassendes Programm von Anwenderseminaren fördern wir konsequent die Weiterbildung nicht-invasiver Methoden in Medizin und Kosmetik.

Unser Dienst am Kunden endet nicht bei audiovisuellen Schulungen, wissenschaftlichen Seminaren oder dem Literaturservice.

Unsere Zertifizierung nach ISO 13485:2003 durch den TÜV Rheinland garantiert Ihnen einen Qualitätsstandard, wie Sie ihn nur bei den besten Unternehmen finden.

Wir wissen: Unser Erfolg basiert einzig und allein darauf, dass Sie mit unseren Produkten und unserem Service zufrieden sind. Heute so wie morgen.

Und das soll so bleiben.